

MỤC 1: Mã phân loại sản phẩm theo GHS hoặc các nhận dạng khác của sản phẩm/hóa chất

1.1. Mã phân loại sản phẩm theo GHS hoặc các nhận dạng khác của sản phẩm/hóa chất

Hình thức sản phẩm : Hỗn hợp
Tên thương mại : CD4 easy count kit (CD4 mAb PE)
Mã sản phẩm : 05-8401-01 / 05-8410-01

1.2. Mục đích sử dụng và hạn chế khi sử dụng

Khuyến cáo sử dụng : Hóa chất phòng thí nghiệm

1.3. Thông tin nhà cung cấp

Nhà sản xuất/nhà cung cấp

Sysmex Partec GmbH
Arndtstraße 11 a-b
02826 Görlitz
Germany
T +49 3581 8746-0 - F +49 3581 8746-70
info@sysmex-partec.com

Địa chỉ e-mail của người chịu trách nhiệm có thẩm quyền về Phiếu
An toàn Hóa chất
sds@kft.de

Nhà nhập khẩu

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM
Tầng 8, Tòa nhà Centre Point
số 106, đường Nguyễn Văn Trỗi Phường 08
Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

1.4. Số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp

Số khẩn cấp : +84 (028) 3997 9400 (8AM to 5PM)

MỤC 2: Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

2.1. Phân loại theo GHS

Phân loại theo thông tư 32/2017/TT-BCT

Không phân loại

2.2. Các yếu tố nhãn theo GHS

Không ghi nhãn

2.3. Các thông tin nguy hại khác

Hiện chưa có thông tin bổ sung

MỤC 3: Thông tin về thành phần các chất

3.1. Đơn chất

Không áp dụng được

3.2. Hỗn hợp chất

Hỗn hợp này không chứa bất cứ chất nào cần được nhắc tới theo các quy định hiện hành

CD4 easy count kit (CD4 mAb PE)

Phiếu An toàn Hóa chất

Theo Thông tư Số No. 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Hóa Chất.

MỤC 4: Biện pháp sơ cứu về y tế

4.1. Mô tả biện pháp sơ cứu

- Sơ cứu tổng quát : Nếu có nghi ngờ hoặc khi các triệu chứng kéo dài, cần phải thông báo ngay cho bác sĩ.
- Sơ cứu trong trường hợp hít phải : Đưa người liên quan ra nơi thoáng khí và giữ ở tư thế dễ thở.
- Sơ cứu trong trường hợp tiếp xúc với da : Rửa da lại với nhiều nước.
- Sơ cứu khi có tiếp xúc với mắt : Rửa mắt với nước nhằm phòng tránh mọi rủi ro.
- Sơ cứu trong trường hợp nuốt phải : Gọi cho trung tâm chống độc hoặc bác sĩ nếu bạn cảm thấy không khỏe.

4.2. Các triệu chứng/tác hại nghiêm trọng tức thời và ảnh hưởng sau này

Hiện chưa có thông tin bổ sung

4.3. Các chỉ thị và hướng dẫn cấp cứu đặc biệt cần thiết

- Ý kiến y khoa khác hoặc điều trị : Điều trị triệu chứng.

MỤC 5: Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

5.1. Các phương tiện chữa cháy thích hợp

- Chất chữa cháy thích hợp : Sử dụng phương tiện thích hợp cho việc dập hỏa hoạn gần kề. Nước phun. Bột khô. Bột. Cacbon đioxit.
- Tác nhân tiêu hủy không tương ứng : Tia nước mạnh.

5.2. Các chất độc được sinh ra khi bị cháy

- Sản phẩm phân hủy nguy hiểm trong trường hợp có hỏa hoạn : Có thể giải phóng khói độc. Oxit kim loại. Cacbon monoxit. Cacbon đioxit.

5.3. Phương tiện, trang phục bảo hộ và cảnh báo cần thiết khi chữa cháy

Hiện chưa có thông tin bổ sung

MỤC 6: Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

6.1. Trang thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó sự cố

6.1.1. Dành cho cá nhân không mang chức năng cứu hộ

- Biện pháp cấp cứu : Thông gió khu vực có sản phẩm vương đổ.

6.1.2. Dành cho cứu hộ viên

- Thiết bị bảo hộ : Không can thiệp khi không được trang bị bảo hộ thích hợp. Để biết thêm chi tiết, tham khảo mục 8 "Giới hạn tiếp xúc-toàn cá nhân".

6.2. Các cảnh báo về môi trường

Tránh thải ra môi trường.

6.3. Biện pháp, vật liệu vệ sinh sau khi xảy ra sự cố

- Quy trình làm sạch : Thu hồi chất lỏng bị đổ bằng các chất thấm hút. Thu hồi (bằng cách quét hay xúc bằng xẻng) và cho vào bình chứa thích hợp chờ tiêu hủy.
- Các thông tin khác : Việc tiêu hủy cần thực hiện đúng theo các quy định hợp pháp.

MỤC 7: Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

7.1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm

- Biện pháp phòng ngừa cần có cho thao tác an toàn : Đảm bảo thông thoáng nơi làm việc. Đeo thiết bị bảo vệ cá nhân.
- Biện pháp vệ sinh : Không được ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm trên.
Rửa tay sau mỗi lần thao tác

CD4 easy count kit (CD4 mAb PE)

Phiếu An toàn Hóa chất

Theo Thông tư Số No. 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Hóa Chất.

7.2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản

- Điều kiện lưu trữ
- : Kho trữ tại nơi có thông gió tốt. Bảo quản lạnh.
- Hướng dẫn liên quan đến việc lưu trữ chung
- : Bảo quản tránh xa thức ăn và nước uống, kể cả thực phẩm dành cho động vật.

MỤC 8: Kiểm soát phơi nhiễm/yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

8.1 Các thông số kiểm soát

Hiện chưa có thông tin bổ sung

8.2. Các biện pháp kiểm soát thiết bị phù hợp

- Kiểm tra kỹ thuật theo quy định
- : Đảm bảo thông thoáng nơi làm việc.

8.3. Biện pháp và thiết bị bảo hộ cá nhân

Bảo vệ tay:
Trong trường hợp có tiếp xúc lặp lại nhiều lần hoặc kéo dài, sử dụng găng tay. Cao su nitril. Việc lựa chọn găng tay phù hợp là một quyết định không chỉ tùy thuộc vào loại vật liệu mà còn tùy thuộc vào các đặc tính chất lượng khác, là những đặc tính mà trong đó có sự khác nhau giữa các nhà sản xuất. Vui lòng tham khảo các hướng dẫn về tính thấm nước và thời gian thẩm thấu do nhà sản xuất cung cấp. Găng tay phải được thay sau mỗi lần sử dụng hoặc khi phát hiện bất kì hư hỏng, thủng dù rất nhỏ
Bảo vệ mắt:
Mang kính an toàn kín
Bảo vệ da và cơ thể:
Trang bị quần áo bảo hộ thích hợp
Bảo vệ đường hô hấp:
Trong trường hợp thông gió không đủ, mang thiết bị hỗ trợ hô hấp thích hợp. Thiết bị thở có bộ lọc. A-P2. Phơi nhiễm không kéo dài. Thiết bị thở chỉ được sử dụng để tránh rủi ro của các công việc ngắn hạn nếu tất cả các phương pháp giảm thiểu rủi ro khác đã được tiến hành như giữ lại và/hoặc xả khí cục bộ.

- Kiểm soát mức độ phơi nhiễm với môi trường
- : Tránh thải ra môi trường.

MỤC 9: Đặc tính lý, hóa của hóa chất

Trạng thái vật lý	: Chất lỏng
Hình dạng	: Không có thông tin
Màu sắc	: màu hồng nhạt
Mùi đặc trưng	: Không mùi
Ngưỡng mùi	: Hiện chưa có thông tin bổ sung
pH	: 7,35 – 7,45 20°C
Điểm nóng chảy, Điểm đóng băng	: Điểm nóng chảy: Không áp dụng được
Điểm sôi	: Không có thông tin
Điểm cháy	: Không có thông tin
Nhiệt độ tự cháy	: Không có thông tin
Tính bất lửa (rắn, khí)	: Hiện chưa có thông tin bổ sung
Áp suất hóa hơi	: Hiện chưa có thông tin bổ sung
Tỷ lệ hóa hơi	: Hiện chưa có thông tin bổ sung
Giới hạn nổ	: Hiện chưa có thông tin bổ sung
Đặc tính nổ	: Sản phẩm không gây nổ.
Năng lượng tối thiểu gây cháy	: Không có thông tin
Độ hòa tan	: Hiện chưa có thông tin bổ sung
Mật độ	: Hiện chưa có thông tin bổ sung
Mật độ tương đối	: Hiện chưa có thông tin bổ sung

CD4 easy count kit (CD4 mAb PE)

Phiếu An toàn Hóa chất

Theo Thông tư Số No. 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Hóa Chất.

Tính chất gây cháy : Không oxy hóa.

MỤC 10: Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

Khả năng phản ứng	: Sản phẩm không mang tính kích hoạt trong điều kiện sử dụng, kho trữ và vận chuyển thông thường
Tính ổn định	: Ổn định trong điều kiện bình thường.
Phản ứng nguy hiểm	: Không có phản ứng nguy hiểm được biết đến trong điều kiện sử dụng bình thường.
Các điều kiện cần tránh	: Hiện chưa có thông tin bổ sung
Vật liệu không tương thích	: Không có thông tin
Phản ứng phân hủy và các sản phẩm độc của phản ứng phân hủy	: Không bắt cứ sản phẩm phân hủy mang tính chất nguy hiểm nào được bảo quản hoặc sử dụng trong điều kiện thường.

MỤC 11: Thông tin về độc tính

11.1. Độc cấp tính

Độc độc cấp tính (qua đường tiêu hóa)	: Không phân loại (Căn cứ trên các thông tin hiện có, các yêu cầu về việc phân loại sản phẩm chưa được đáp ứng)
Độc độc cấp tính (qua da)	: Không phân loại (Căn cứ trên các thông tin hiện có, các yêu cầu về việc phân loại sản phẩm chưa được đáp ứng)
Độc độc cấp tính (qua đường hô hấp)	: Không phân loại (Căn cứ trên các thông tin hiện có, các yêu cầu về việc phân loại sản phẩm chưa được đáp ứng)
Ăn mòn/kích ứng da	: Không phân loại (Căn cứ trên các thông tin hiện có, các yêu cầu về việc phân loại sản phẩm chưa được đáp ứng) pH: 7,35 – 7,45 20°C
Tổn thương nghiêm trọng/ kích ứng mắt	: Không phân loại (Căn cứ trên các thông tin hiện có, các yêu cầu về việc phân loại sản phẩm chưa được đáp ứng)
Tác nhân nhạy hô hấp/ Tác nhân nhạy da	: Không phân loại (Căn cứ trên các thông tin hiện có, các yêu cầu về việc phân loại sản phẩm chưa được đáp ứng)
Đột biến tế bào mầm	: Không phân loại (Căn cứ trên các thông tin hiện có, các yêu cầu về việc phân loại sản phẩm chưa được đáp ứng)
Tác nhân gây ung thư	: Không phân loại (Căn cứ trên các thông tin hiện có, các yêu cầu về việc phân loại sản phẩm chưa được đáp ứng)
Độc tính sinh sản	: Không phân loại (Căn cứ trên các thông tin hiện có, các yêu cầu về việc phân loại sản phẩm chưa được đáp ứng)
Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm đơn	: Không phân loại (Căn cứ trên các thông tin hiện có, các yêu cầu về việc phân loại sản phẩm chưa được đáp ứng)
Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm lặp lại	: Không phân loại (Căn cứ trên các thông tin hiện có, các yêu cầu về việc phân loại sản phẩm chưa được đáp ứng)
Nguy hại hô hấp	: Không phân loại (Căn cứ trên các thông tin hiện có, các yêu cầu về việc phân loại sản phẩm chưa được đáp ứng)

MỤC 12: Thông tin về sinh thái

12.1. Độc môi trường

Nguy hại cho môi trường thủy sinh, ngắn hạn (cấp)	: Không phân loại (Căn cứ trên các thông tin hiện có, các yêu cầu về việc phân loại sản phẩm chưa được đáp ứng).
Nguy hại cho môi trường thủy sinh, lâu dài (mãn)	: Không phân loại (Căn cứ trên các thông tin hiện có, các yêu cầu về việc phân loại sản phẩm chưa được đáp ứng).

12.2. Tính bền vững, khó phân hủy và khả năng phân hủy

CD4 easy count kit (CD4 mAb PE)

Tính bền vững, khó phân hủy và khả năng phân hủy	Sản phẩm chưa được thử nghiệm.
--	--------------------------------

CD4 easy count kit (CD4 mAb PE)

Phiếu An toàn Hóa chất

Theo Thông tư Số No. 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Hóa Chất.

12.3. Khả năng tích lũy sinh học

CD4 easy count kit (CD4 mAb PE)	
Khả năng tích lũy sinh học	Hiện chưa có thông tin bổ sung

12.4. Độ linh động trong đất

CD4 easy count kit (CD4 mAb PE)	
Tính lưu động dưới đất	Hiện chưa có thông tin bổ sung

12.5. Các tác hại khác

Các tác dụng có hại khác : Hiện chưa có thông tin bổ sung

MỤC 13: Thông tin về thải bỏ

Phương pháp xử lý chất thải : Việc tiêu hủy cần thực hiện đúng theo các quy định hợp pháp. Không vứt vào cống rãnh hay vào môi trường. Không tiêu hủy chung với các chất thải sinh hoạt.

Các khuyến cáo về việc xử lý sản phẩm/bao bì : Tái chế hay tiêu hủy theo đúng quy định hiện hành.

MỤC 14: Thông tin khi vận chuyển

Phù hợp với IMDG / IATA / UN RTDG / VN TDG

VN TDG	IMDG	IATA	UN RTDG
14.1 Số hiệu UN			
Sản phẩm không gây nguy hiểm trong việc vận chuyển theo quy định hiện hành.			
14.2 Công ty vận chuyển			
Không theo quy định	Không theo quy định	Không theo quy định	Không theo quy định
14.3 Phân loại nguy hiểm cho việc vận chuyển			
Không theo quy định	Không theo quy định	Không theo quy định	Không theo quy định
14.4 Phân nhóm đóng gói			
Không theo quy định	Không theo quy định	Không theo quy định	Không theo quy định
14.5 Nguy cơ môi trường			
Không theo quy định	Không theo quy định	Không theo quy định	Không theo quy định
Không có thông tin bổ sung			

14.6. Vận chuyển trong tàu lớn

Không áp dụng được

14.7. Những cảnh báo đặc biệt mà người sử dụng cần lưu ý, cần tuân thủ trong vận chuyển

VN TDG
Không theo quy định

UN RTDG
Không theo quy định

IMDG
Không theo quy định

IATA
Không theo quy định

CD4 easy count kit (CD4 mAb PE)

Phiếu An toàn Hóa chất

Theo Thông tư Số No. 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Hóa Chất.

MỤC 15: Thông tin về pháp luật

15.1. Các thông tin pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường đối với hóa chất

Luật hóa chất		
Việt Nam Phụ lục I: Danh Mục Hóa Chất Sản Xuất, Kinh Doanh Có Điều Kiện Trong Lĩnh Vực Công Nghiệp	Không chứa (các) chất được liệt kê danh mục	
Việt Nam Phụ lục II: Danh Mục Hóa Chất Hạn Chế Sản Xuất, Kinh Doanh Trong Lĩnh Vực Công Nghiệp	Chứa (các) chất được liệt kê danh mục	
Việt Nam Phụ lục III: Danh mục hóa chất cấm	Không chứa (các) chất được liệt kê danh mục	
Việt Nam Phụ lục IV: Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất	Không chứa (các) chất được liệt kê danh mục	
Việt Nam Phụ lục V: Danh mục hóa chất phải khai báo	Chứa (các) chất được liệt kê danh mục	

Danh Sách Hóa Chất (NCI)		
Danh Sách Hóa Chất (NCI)	Chứa (các) chất được liệt kê danh mục	

15.2. Các quy định quốc tế

Hiện chưa có thông tin bổ sung

MỤC 16: Các thông tin cần thiết khác

Nguồn dữ liệu	: Nguồn: Cơ quan Hóa chất Châu Âu, http://echa.europa.eu/n Thông tin do nhà sản xuất cung cấp
Công ty	: Sysmex Partec GmbH (02826 Görlitz)
Phiên bản	: 1.00
Ngày phát hành	: 14/10/2024
Ngày sửa đổi	: 14/10/2024
Tên viết tắt và rút ngắn	: ADN - Hiệp định Châu âu về việc vận chuyển quốc tế Hàng hóa Nguy hiểm bằng Đường biển ADR - Hiệp định Châu âu về việc vận chuyển quốc tế Hàng hóa Nguy hiểm bằng Đường bộ ATE - Đánh giá độc tính cao BCF - Chỉ số nồng độ sinh học Phân Loại, Ghi Nhãn và Đóng Gói - Quy định liên quan đến việc phân loại, dán nhãn và bao bì, quy định (EC) n° 1272/2008 DMEL - Liều dẫn xuất có tác dụng tối thiểu DNEL - Liều dẫn xuất không có tác dụng EC50 - Nồng độ trung bình gây ảnh hưởng IARC - Cơ quan Quốc tế Nghiên cứu về Ung thư IATA - Hiệp hội Vận chuyển Hàng không Quốc tế IMDG - Hàng hóa Nguy hiểm Đường biển Quốc tế LC50 - Nồng độ gây chết người trên 50 % trường hợp tham gia thí nghiệm (nồng độ trung bình gây chết người) LD50 - Liều trung bình gây chết người trên 50 % trường hợp tham gia thí nghiệm (liều trung bình gây chết người) LOAEL - Liều tối thiểu gây hại được ghi nhận NOAEC - Nồng độ không gây hại được ghi nhận NOAEL - Liều không gây hại được ghi nhận NOEC - Nồng độ không gây tác dụng được ghi nhận OECD - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế PBT - Kéo dài, tích tụ sinh học và gây độc PNEC - Nồng độ Dự báo không gây hại

CD4 easy count kit (CD4 mAb PE)

Phiếu An toàn Hóa chất

Theo Thông tư Số No. 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Hóa Chất.

	REACH - Việc đăng ký, đánh giá, cấp phép và các hạn chế của các chất hóa học, Quy định (EC) REACH No 1907/2006
	RID - Quy định Quốc tế về việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường sắt
	SDS - Phiếu An toàn Hóa chất
	STP - Trạm xử lý nước thải
	TLM - Dung sai giới hạn trung bình
	vPvB - Kéo dài và tích lũy sinh học rất nhiều
Phân ban thực hiện phiếu kỹ thuật:	: KFT Chemieservice GmbH Im Leuschnerpark 3 D-64347 Griesheim
	Phone: +49 6155-8981-400
	Fax: +49 6155 8981-500
	SDS Service: +49 6155 8981-522
Liên hệ	: Sonja Lenter
Các thông tin khác	: Bảng dữ liệu an toàn là không bắt buộc đối với sản phẩm này. Bảng Thông tin An toàn Sản phẩm được biên soạn trên cơ sở tự nguyện.

KFT SDS VN 01 - Version 23.2

Các thông tin trong phiếu dữ liệu an toàn trên được thực hiện dựa trên hiểu biết của chúng tôi để phục vụ cho sức khỏe, an toàn và môi trường.
Các thông tin trên không thể được nhầm lẫn với bất kì đảm bảo nào cho bất kì đặc tính nào của sản phẩm.