

Торгова марка: UC-CONTROL

Актуальна версія: 2.1.0, складено (дата): 13.06.2023

Оновлена версія: 2.0.1, складено (дата): 04.05.2022

Регіон : UA

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини/ суміші та підприємства**1.1 Код продукту**

Торгова марка

UC-CONTROL**1.2 Визначені способи застосування речовини або суміші та небажані способи застосування****Встановлені сфери застосування**

Для in-vitro діагностики

Нерекомендоване застосування

Дані відсутні.

1.3 Детальна інформація про постачальника, який підготував паспорт безпеки**Адреса**

SYSMEX EUROPE SE

Bornbarch 1

D-22848 Norderstedt

Номер телефону +49 (40) 527 26-0

Факс +49 (40) 527 26-100

Інформація щодо сертифікату безпеки матеріалу

info@sysmex-europe.com

1.4 Номери телефонів екстреного виклику

+49 42 52726 0 (English and German)

РОЗДІЛ 2: Можливі небезпеки**2.1 Класифікація речовини або суміші****Класифікація відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 (CLP)**

Aquatic Chronic 3; H412

Skin Sens. 1A; H317

Вказівки щодо класифікації

Класифікацію продукту було проведено на основі наступних методів згідно зі статтею 9 та за критеріями Директиви (Європейської Спільноти) № 1272/2008:

Фізичні небезпеки: оцінка тестових даних згідно з додатком I, частина 2

Небезпечні фактори, що впливають на стан здоров'я та навколишнє середовище: методи розрахунку згідно з додатком I, частина 3, 4 та 5.

2.2 Елементи маркування**Маркування відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 (CLP)****Піктограми небезпек**

GHS07

Сигнальне слово

Увага

Компонент(и), що визначає маркіровку про небезпеку:

Реакційна суміш: 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-он та 2-метил-2Н-ізотіазол-3-он (3:1)

Небезпеки

H317

Може викликати алергічні реакції.

H412

Шкідливий для водних організмів, з довготривалим ефектом.

Безпечність

P280

Застосовувати захисні рукавиці/захисну одягу/прилади для захисту очей та обличчя.

2.3 Інші небезпеки

Дані відсутні.

РОЗДІЛ 3: Склад/ інформація про компоненти**3.1 Речовини**

Не підходить. Цей продукт не є речовиною.

3.2 Суміші

Хімічні характеристики

Містить матеріал людського походження (10-60 %)

Небезпечні компоненти

№	Назва речовини	Додаткові вказівки	
	Хімічна реферативна служба (CAS) / ЄС / Індекс / № REACH	Класифікація (ЄС) 1272/2008 (CLP)	Концентрація
			%
1	Ацетон		
	67-64-1 200-662-2 606-001-00-8 -	EUH066 Eye Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 2; H225 STOT SE 3; H336	< 5,00 wt%
2	Реакційна суміш: 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-он та 2-метил-2Н-ізотіазол-3-он (3:1)		
	55965-84-9 - 613-167-00-5 -	Acute Tox. 2; H310 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 3; H301 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 EUH071 Eye Dam. 1; H318 Skin Corr. 1C; H314 Skin Sens. 1A; H317	<= 0,0025 - < 0,025 wt%

Повний опис H- та EUH-фраз: див. розділ 16

№	Зауваження	Граничні значення концентрації	М-фактор (гостро)	М-фактор (хронічно)
2	B	Skin Sens. 1A; H317: C >= 0,0015% Eye Irrit. 2; H319: C >= 0,06% Skin Irrit. 2; H315: C >= 0,06% Skin Corr. 1C; H314: C >= 0,6% Eye Dam. 1; H318: C >= 0,6%	M = 100	M = 100

Повний опис приміток: див. розділ 16, "Примітки щодо ідентифікації, класифікації та маркировки речовин (ЄС) № 1272/2008, додаток VI".

3.3 Інші дані

Усі матеріали людського походження, що використовувалися при виробництві цього продукту, були взяті в окремих донорів, пройшли аналіз на антигени проти гепатиту В (HBsAg), HIV-1 Ag, HIV (HIV-1, HIV-2) та гепатиту С (HCV) з отриманням негативних результатів, відповідно до прийнятих методів Управління продовольства і медикаментів США. Оскільки жодний відомий метод аналізу не може гарантувати повню відсутність патогенних для людини збудників, з цим продуктом слід обходитися тільки з дотриманням відповідних запобіжних засобів.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої медичної допомоги**4.1 Опис заходів першої медичної допомоги****Загальні вказівки**

При затяжних скаргах звернутися до лікаря. Забруднений одяг та взуття негайно зняти, перед повторним використанням досконало вимити.

При вдиханні

Винести постраждалого з небезпечної зони. Забезпечити постачання свіжого повітря.

При потрапленні на шкіру

Негайно помити водою з милом.

При потрапленні в очі

Широко розкрити повіки, добре промити очі водою (15 хв.).

При заковтуванні

Негайно звернутися до лікаря. Не примушувати до блювоти. Особам, що знепритомніли, не можна вливати ліки.

4.2 Найважливіші гострі та відкладені симптоми і впливи

Дані відсутні.

4.3 Вказівки на екстрену або спеціальну медичну допомогу

Дані відсутні.

РОЗДІЛ 5: Протипожежні заходи безпеки**5.1 Засоби вогнегасіння****Засоби пожежогасіння**

Піна; Вогнегасний порошок; Двоокис вуглецю; Розбризкуючий струмінь

Непридатні засоби вогнегасіння

Суцільний водний струмінь

5.2 Особлива небезпека, яка походить від речовини або сумішіПід час горіння виділюється: Двоокис вуглецю (CO₂); Окис вуглецю (CO); Оксиди сірки (SxOy); Оксид азоту (NOx); Сполуки хлору**5.3 Інструкція з пожежної безпеки**

Застосовувати ізолюючий протигаз, що працює автономно від загальної системи вентиляції. Використовувати захисний одяг. Воду для гасіння збирати окремо, потрапляння до каналізації заборонено.

РОЗДІЛ 6: Заходи у випадку випадкового викиду речовини**6.1 Заходи особистої безпеки, засоби захисту та порядок дій в екстрених ситуаціях****Персонал, не підготовлений заходам екстреної допомоги**

Звернути увагу на правила техніки безпеки (Дивіться главу 7 та 8). Забезпечити достатню вентиляцію. Запобігати контакт зі шкірою, очима та одягом. Газу не вдихати. Запобігти присутності джерел спалахнення.

Оперативні сили

Дані відсутні. Особисті засоби захисту - див. Розділ 8.

6.2 Прородоохоронні заходи

Не допускати попадання в каналізацію / поверхневі води / ґрунтові води. Запобігати потрапляння в ґрунт. При потраплянні в водоймища, ґрунт чи каналізацію повідомити компетентні організації.

6.3 Методи та матеріали для утримування осадження та чищення

Збирати за допомогою водовірного матеріалу (наприклад: пісок, діатоміт, універсальна єднальна речовина); Вибраний матеріал піддати обробці згідно з главою "Утилізація". Забруднений ареал помити хлорним відбілюючим засобом.

6.4 Посилання на інші розділи

Дані відсутні.

РОЗДІЛ 7: Правила поведінки та зберігання**7.1 Заходи безпеки для надійного вживання****Вказівки щодо безпечного поведінки**

При роботі з продуктом по можливості знизити ризик виникнення небезпечних ситуацій захисними та запобіжними засобами. Якщо дозволяє технічне обладнання, слід організувати процес роботи таким чином, щоб небезпечні речовини не вивільнялися та не виникав

Загальні заходи захисту та гігієни

При роботі не палити, не їсти, не пити. Тримати на відстані від напоїв, продуктів харчування та кормів. Після роботи та перед перервами очищати руки та обличчя. Випари не вдихати. Запобігати контакту з очима та шкірою. Забруднений, промочений одяг негайно зняти з себе. Тримати наготові аварійний душ.

Заходи пожежовибухової безпеки

Запобігти присутності джерел нагрівання та спалахнення. Пари можуть утворювати з повітрям вибухонебезпечну суміш.

7.2 Умови надійного зберігання з урахуванням несумісності**Технічні заходи та умови зберігання**

Необхідно щільно закривати ємності та зберігати їх у прохолодному приміщенні, яке достатньо провітрюється. Захищати від морозу.

Рекомендована температура зберігання

Цінність 2 - 8 °C

Вимоги до складських приміщень та ємностей зберігання

Розкрупнені ємності слід зберігати добре закритими, щоб запобігти будь-який витік. Захищати від дії високої температури та прямих сонячних променів.

Рекомендації щодо зберігання

Не зберігати разом з: Окислювальний агент

7.3 Специфічні продукти кінцевого призначення

Дані відсутні.

РОЗДІЛ 8: Обмеження та контроль над дією/ засоби індивідуального захисту**8.1 Параметри до контролю****Ліміти показників на робочому місці**

№	Назва речовини	CAS-№	ЄС-№
1	Ацетон	67-64-1	200-662-2
	2000/39/EC		
	Acetone		

Величина	1210	mg/m ³	500	ppm
----------	------	-------------------	-----	-----

8.2 Обмеження та контроль впливу**Придатні технічні засоби управління**

Дані відсутні.

Засоби індивідуального захисту**Захист органів дихання**

При перевищенні граничного показника, допустимого на робочому місці, необхідно використовувати придатний респіратор. Якщо не вказані граничні показники, дозволені на робочому місці, використовувати відповідний захист для дихальних шляхів при утворенні аерозолей та туману.

Захист очей/обличчя

Захисні окуляри (згідно норм EN 166)

Захист рук

При можливому контакті з виробом використання рукавиць, які перевірені, наприклад, за нормою EN 374, забезпечує достатній захист. Захисна рукавиця повинна в будь-якому випадку бути перевірена щодо спеціальної придатності на робочому місці (наприклад, на механічну міцність, сумісність виробу, антистатику).

Дотримуватися вказівок та інформації виробника рукавиць щодо застосування, зберігання, догляду та заміни рукавиць. При ушкодженнях або при перших ознаках зносу рукавиці необхідно негайно замінити. Необхідно спланувати робочий процес таким чином, щоб не потрібно було носити захисні рукавиці впродовж довгого часу.

Інші заходи безпеки

Робочий одяг, необхідний для роботи з хімічними реактивами.

Обмеження та нагляд за впливом на навколишнє середовище

Дані відсутні.

РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості**9.1 Інформація про основні фізичні та хімічні якості**

Агрегатний стан	
рідина	
Форма	
рідкий	
Колір	
солом'яного кольору	
Запах	
слабкий	
Рівень pH	
Цінність	5 - 6
Зауваження	UC-CONTROL -L
Точка кипіння	
Дані відсутні	
Точка плавлення / Зона плавлення	
Дані відсутні	
Точка розкладання / Зона розкладання	
Дані відсутні	
Температура займання	
Дані відсутні	
Температура займання	
Дані відсутні	
Займистість	
Дані відсутні	
Нижня межа займистості та вибухонебезпеки	
Дані відсутні	
Верхня межа займистості та вибухонебезпеки	
Дані відсутні	
Тиск парів	
Дані відсутні	
Щільність пари	
Дані відсутні	
Відносна густина	
Цінність	1,003 - 1,017

Торгова марка: UC-CONTROL

Актуальна версія: 2.1.0, складено (дата): 13.06.2023

Оновлена версія: 2.0.1, складено (дата): 04.05.2022

Регіон : UA

Зауваження	UC-CONTROL -L
Густина	
Дані відсутні	
Розчинність у воді	
Зауваження	Змішення можливо
Розчинність (-чинності)	
Дані відсутні	
Коефіцієнт розподілу: n-октанол/вода	
Дані відсутні	
Кінематична в'язкість	
Дані відсутні	
Partikeleigenschaften	
Дані відсутні	

9.2 Інші дані

Інша інформація	
Рівень pH	
UC-CONTROL -H	
7 - 9	
відносна густина	
UC-CONTROL -H	
1,018 - 1,032	

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реакційна здатність**10.1 Рективність**

При дотримуванні належних заходів щодо використання не виникають небезпечні ситуації.

10.2 Хімічна стабільність

При дотримуванні належних заходів щодо зберігання та використання є стійким (див. Абзац 7).

10.3 Можливість небезпечних реакцій

При належному використанні - немає.

10.4 Умови, яких слід уникати

Захищати від високих температур та прямих сонячних променів. Тримати далеко від джерел спалаху. Захищати від морозу.

10.5 Непереносні матеріали

Окислювальний агент; сильні кислоти; сильні основи

10.6 Небезпечні продукти розпаду

Немає при використанні за призначенням.

РОЗДІЛ 11: Інформація щодо токсичності**11.1 Дані про токсикологічну дію**

Гостра оральна токсичність	
Дані відсутні	
Гостра дерматологічна токсичність	
Дані відсутні	
Гостра інгаляційна токсичність	
Дані відсутні	
Роз'їдаючий та дратівливий вплив на шкіру	
Дані відсутні	
тяжке пошкодження/роздратування очей	
Дані відсутні	
Чутливість дихальних шляхів/шкіри	
Дані відсутні	
мутагенез зародкових клітин	
Дані відсутні	
репродуктивна токсичність	
Дані відсутні	
Канцерогенність	

Торгова марка: UC-CONTROL

Актуальна версія: 2.1.0, складено (дата): 13.06.2023

Оновлена версія: 2.0.1, складено (дата): 04.05.2022

Регіон : UA

Дані відсутні
Специфічна токсичність, спрямована на ураження цільових органів, після одиничного вибуху
Дані відсутні
Специфічна токсичність, спрямована на ураження цільових органів, після повторного вибуху
Дані відсутні
Небезпека аспірації
Дані відсутні
Миттєві та відкладені наслідки, а також хронічні наслідки короткого або тривалого вибуху
Вдихання парів призводить до подразнення дихальних шляхів та слизових оболонок, головного болю, нудоти, запаморочення, блювоти. Контакт продукту з очима може призводити до подразнень. Частий та довгий контакт зі шкірою може призвести до подразнень шкіри.

11.2 Angaben über sonstige Gefahren**Endokrinschädliche Eigenschaften**

Дані відсутні.

Інша інформація

Дані відсутні.

РОЗДІЛ 12: Інформація про вплив на навколишнє середовище**12.1 токсичність**

токсичність для риб (гостра)
Дані відсутні
токсичність для риб (хронічна)
Дані відсутні
токсичність для дафній (гостра)
Дані відсутні
токсичність для дафній (хронічна)
Дані відсутні
токсичність для водоростей (гостра)
Дані відсутні
токсичність для водоростей (хронічна)
Дані відсутні
Токсичність для бактерій
Дані відсутні

12.2 Стійкість та здатність до розпаду

Дані відсутні.

12.3 Біоаккумуляційний потенціал

Дані відсутні.

12.4 Рухливість у ґрунті

Дані відсутні.

12.5 Результати оцінки за критеріями PBT та vPvB

Дані відсутні.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Дані відсутні.

12.7 Інші шкідливі впливи

Дані відсутні.

12.8 Інші дані

Інша інформація
Не допускати неконтрольоване потрапляння в навколишнє середовище. Продукт заборонено зливати в водоймища чи каналізацію, також зберігати на суспільному звалищі.

РОЗДІЛ 13: Вказівки щодо утилізації**13.1 Порядок утилізації****Продукт**

За домовленістю з регіональним підприємством з утилізації необхідно упорядкувати кодові номери відходів відповідно до Європейського каталогу відходів (AVV).

Упакування

Упаковки повинні бути повністю спорожнені та згідно з чинним законодавством утилізовані. Неповністю спорожнені упаковки повинні бути утилізовані регіональним підприємством, що займається утилізацією.

РОЗДІЛ 14: Інформація щодо транспортування

- 14.1 Правила перевезення небезпечних вантажів ADR/RID/ADN (автотранспортом/залізницею/водними шляхами)**
На цей продукт не розповсюджуються інструкції ADR/RID/ADN.
- 14.2 Правила перевезення IMDG (Міжнародний кодекс перевезення небезпечних вантажів морським шляхом)**
На цей продукт не розповсюджуються інструкції IMDG.
- 14.3 транспорт (ICAO-TI/ IATA)**
На цей продукт не розповсюджуються інструкції ICAO-TI / IATA.
- 14.4 Інші дані**
Дані відсутні.
- 14.5 Небезпечно для навколишнього середовища**
Відомості про загрозу навколишньому середовищу (якщо це релевантно). Див. 14.1 - 14.3
- 14.6 Особливі заходи безпеки для користувача**
Дані відсутні.
- 14.7 Перевезення вантажів згідно з Додатком II Конвенції MARPOL 73/78 та Кодексу IBC**
не має значення

РОЗДІЛ 15: Правові норми

- 15.1 Положення про безпеку, охорону здоров'я та навколишнього середовища/ специфічні правові норми для даної речовини чи суміші**

Правила ЄС

Директива (ЄС) № 1907/2006 (REACH) додаток XIV (Список речовин, які потребують додаткового дозволу щодо використання).

За наявною документацією та/чи за інформацією, що отримана від субпостачальника, продукт не містить речовин, які згідно з Директивою (ЄС) № 1907/2006 (REACH), додаток XIV потребують додаткового дозволу щодо використання.

Список особливо небезпечних речовин (речовин-кандидатів) (SVHC) для процедури допущення

За наявною документацією та/чи за інформацією, що отримана від субпостачальника, продукт не містить речовин, які згідно з ст. 57 та ст. 59 Директиви (ЄС) № 1907/2006 (REACH) підлягають внесенню в додаток XIV (Список речовин, які потребують додаткового дозволу щодо використання).

Директива (ЄС) № 1907/2006 (REACH) додаток XVII: Обмеження на виробництво, продаж на ринку та використання певних небезпечних речовин, сумішей та виробів

Продукт підлягає Директиві (ЄС) № 1907/2006 (REACH), додаток XVII.

№ 3

Продукт містить наступні речовини, які згідно з Директивою (ЄС) № 1907/2006 (REACH), додаток XVII потребують додаткового дозволу щодо використання.

№	Назва речовини	CAS-№	ЄС-№	№
1	Ацетон	67-64-1	200-662-2	75
2	Гідроксид натрію	1310-73-2	215-185-5	75
3	Реакційна суміш: 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-он та 2-метил-2Н-ізотіазол-3-он (3:1)	55965-84-9	-	75

Директива 2012/18/ЄС про контроль значних аварій, пов'язаних з небезпечними речовинами

Продукт не відповідає додатку I, частина 1 чи 2.

- 15.2 Оцінка безпечності речовини**

Експертиза безпеки для цієї суміші не проводилася.

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Джерела, які використовувались для укладення паспорту:

Розпорядження (ЄС) № 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) у діючій редакції.

Директива 2000/39/ЄС, 2006/15/ЄС, 2009/161/ЄС, (ЄС) 2017/164.

Національні таблиці граничних показників на робочому місці у відповідних країнах, у діючій редакції.

Інструкції по перевезенню згідно Європейській угоди по транспортуванню небезпечних вантажів (ADR), Міжнародних правил транспортування небезпечних вантажів залізницею (RID), Міжнародного кодексу морського перевезення небезпечних вантажів (IMDG), Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) у діючій редакції.

Джерела даних, які було використано для одержання фізичних, токсикологічних та екоотоксикологічних даних, наведені безпосередньо у зазначених главах.

Повне значення параметрів H та ECH, наданих у розділах 2 і 3 (якщо немає у цих розділах)

Торгова марка: UC-CONTROL

Актуальна версія: 2.1.0, складено (дата): 13.06.2023

Оновлена версія: 2.0.1, складено (дата): 04.05.2022

Регіон : UA

EUN066	Неодноразовий контакт може призвести до висушування або розтріскування шкіри.
EUN071	Спричиняє хімічні опіки дихальних шляхів.
H225	Рідина і пара легкозаймисті.
H301	Отруйний у разі проковтування.
H310	Fatal in contact with skin.
H314	Викликає важкі хімічні опіки шкіри та пошкодження очей.
H318	Викликає серйозне пошкодження очей.
H319	Викликає тяжкі подразнення очей.
H330	Загроза життю при вдиханні.
H336	Може викликати сонливість та помутіння свідомості.
H400	Дуже отруйний для водних організмів.
H410	Дуже отруйний для водних організмів (школа на протязі тривалого часу).

Примітки щодо ідентифікації, класифікації та маркировки речовин (ЄС) № 1272/2008, додаток VI)

B Some substances (acids, bases, etc.) are placed on the market in aqueous solutions at various concentrations and, therefore, these solutions require different classification and labelling since the hazards vary at different concentrations. In Part 3 entries with Note B have a general designation of the following type: 'nitric acid ... %'. In this case the supplier must state the percentage concentration of the solution on the label. Unless otherwise stated, it is assumed that the percentage concentration is calculated on a weight/weight basis.

Сфера видачі паспорта

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Дані ґрунтуються на сучасному рівні наших знань та досвіду. Список параметрів безпеки описує виробу відповідно до вимог безпеки. Дані не несуть у собі значення щодо якості.

Зміни/доповнення до тексту: Зміни у тексті вказані на боковому полі сторінки.

Документ захищено авторським правом. Зміни чи копіювання документу можна проводити тільки після отримання спеціального дозволу від фірми UMCO GmbH.

Prod-ID 672538